

**Filtri per Polimask 230****EKASTU Safety**

Filtri per Polimask 230. Filtro per particolato 230 P3R D. Protezione da particolato solido e liquido tossico e molto tossico. Con trattamento innovativo BLOSTOP. Filtro combinato 230 A2B2E2K1-P3R D. Protezione da gas organici e vapori con punto di ebollizione $> 65^{\circ}\text{C}$, gas inorganici e vapori, anidride solforosa, ammoniaca e particelle (P3). Filtro 230 A2B2E2K1 Multirange. Protezione da gas organici e vapori con punto di ebollizione $> 65^{\circ}\text{C}$, gas inorganici e vapori, anidride solforosa e ammoniaca.



Code	Description	Packaging
LLG09005631	Filtri per Polimask 230, 230 P3R D, filtro particolato	2 pz.
LLG09005632	Filtri per Polimask 230, 230 A2B2E2K1-P3R D, filtro combinato multirange	2 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

