

**Filtri per Polimask 230****EKASTU Safety**

Filtri per Polimask 230. Filtro per particolato 230 P3R D. Protezione da particolato solido e liquido tossico e molto tossico. Con trattamento innovativo BIOSTOP. Filtro combinato 230 A2B2E2K1-P3R D. Protezione da gas organici e vapori con punto di ebollizione > 65°C, gas inorganici e vapori, anidride solforosa, ammoniaca e particelle (P3). Filtro 230 A2B2E2K1 Multirange. Protezione da gas organici e vapori con punto di ebollizione > 65°C, gas inorganici e vapori, anidride solforosa e ammoniaca.



| Code        | Description                                                              | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09005631 | Filtri per Polimask 230, 230 P3R D, filtro particolato                   | 2 pz.     |
| LLG09005632 | Filtri per Polimask 230, 230 A2B2E2K1-P3R D, filtro combinato multirange | 2 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

