

**Semimaschera Polimask 330****EKASTU Safety**

Semimaschera Polimask 330. Con connettore filettato per filtri secondo DIN EN 148-1. Corpo maschera in EPDM. Eccellente tenuta. Ampio campo visivo e bassa resistenza alla respirazione. Indicata per chi indossa occhiali. Connettore per utilizzo di filtri filettati da 300 g, dispositivi per tubi ad aria compressa ed autorespiratori.



Code	Description	Packaging
LLG09005530	Semimaschera Polimask 330	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

