

**Mulino ultracentrifugo ZM 200****Retsch**

Mulino ultracentrifugo ZM 200.

Applicazione:

Riduzione estremamente rapida e delicata di materiali morbidi e medio-duri e fibrosi. Ideale per la macinazione, ad esempio di prodotti chimici, prodotti alimentari e mangimi, detersivi, plastiche, fertilizzanti, materie prime farmaceutiche e di prodotti finiti. Adatto anche per la macinazione criogenica.

Caratteristiche:

- Delicato sul materiale grazie al sistema 2-step rotore / schermo
- Ampia gamma di velocità, regolabile da 6000 a 18000 min⁻¹
- Sistema di cassette brevettato per il massimo recupero del campione e per una più facile pulizia
- Finezza finale definita a causa di setacci ad anello con dimensioni e aperture da 0.08 a 10 mm
- Comodo alloggiamento di sicurezza con chiusura a copertura automatica
- Vano motore ed elettronica protetti contro la polvere e la penetrazione di materiale
- Ampia gamma di accessori con diversi rotori, setacci e cassette

Dati tecnici:

- Dimensioni materiale: fino a 10 mm
- Finezza finale: sotto a 40 µm
- Alimentazione: fino a 300/4500 mL (con ciclone)
- Dimensioni (L x P x H): 410 x 365 x 515 mm
- Peso: ca. 38 kg
- Alimentazione di rete: 230 V, 50/60 Hz

Fornito con:

ZM 200 con cassetta 900 mL.

Rotori e setacci devono essere ordinati separatamente.

Ulteriori rotori e setacci a richiesta (ad esempio per macinazione senza contaminazione da metalli pesanti).



Code	Description	Packaging
LLG09738970	Mulino ultracentrifugo ZM 200	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

