

**Centrifughe Frontier 5000 Micro****OHAUS****Centrifughe Frontier™ 5000 Micro.**

Minicentrifuga ad alta velocità con elevata potenza di campionamento per applicazioni nell'ambito delle scienze biologiche.

- Display LCD retroilluminato a due righe
- Potente motore a induzione senza spazzole
- 10 velocità di accelerazione e decelerazione
- Memoria per un massimo di 99 parametri
- Sistema di chiusura del coperchio
- Sensore di squilibrio
- Piccola impronta
- Pannello di controllo intuitivo con manopole (solo modello R)

**Applicazioni:** Separazione dei liquidi nelle applicazioni delle scienze biologiche.

**Si prega di ordinare separatamente i rotori.**

**Caratteristiche FC5515 // FC5515R**

- Max. RCF: 21953 x g
- Velocità max: 15200 rpm
- Carico max: 44 x 1.5/2.0 ml or 12 x 5 ml
- Timer: 10 s ... 99 h 59 min 59 s, continuo
- Consumo alimentazione: 270 W // 500 W
- Intervallo di impostazione della temperatura: - // -20 ... 40 °C
- Dimensioni (L x P x H): 287 x 393 x 292 mm // 287 x 561 x 292 mm
- Peso: 17 kg // 35 kg
- Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04661525	Centrifuga Micro FC5515R,230V	1 pz
LLG04661526	Centrifuga Micro FC5515,230V	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

