

**Scatole di plastica per pesi di calibrazione****Kern & Sohn**

Scatole di plastica per pesi di calibrazione.
Foderate. Per lo stoccaggio di singoli pesi in milligrammi in classe E1 ed E2.



Code	Description	Packaging
LLG07607483	Scatole di plastica per pesi di calibrazione, Per 0,001...0,5 g	1 pezzo
LLG07660318	Scatole di plastica per pesi di calibrazione, Per 10000 g	
LLG06229354	Scatole di plastica per pesi di calibrazione, Per 100 g	1 pz
LLG06228411	Scatole di plastica per pesi di calibrazione, Per 1000 g	1 pezzo
LLG06233320	Scatole di plastica per pesi di calibrazione, Per 20 g	1 pezzo
LLG06229564	Scatole di plastica per pesi di calibrazione, Per 200 g	1 pz
LLG06256678	Scatole di plastica per pesi di calibrazione, Per 2000 g	1 pezzo
LLG06233197	Scatole di plastica per pesi di calibrazione, Per 50 g	1 pz
LLG06240372	Scatole di plastica per pesi di calibrazione, Per 10 g	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

