



Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore

BRAND

Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore

La Fornitura include:

Transferpette® electronic, DE-M marcatura, con certificato di prestazioni, batteria, alimentatore, grasso siliconico



Code	Description	Packaging
LLG04000171	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 0,5 ... 10 µl, Divisione 0,010 µl, Precisione 0.4, Codifica colore grigio	1 pz
LLG04000172	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 2 ... 20 µl, Divisione 0,020 µl, Precisione 0.4, Codifica colore grigio	1 pz
LLG04000173	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 10 ... 200 µl, Divisione 0,200 µl, Precisione 0.2, Codifica colore giallo	1 pz
LLG04000174	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 50 ... 1000 µl, Divisione 1,000 µl, Precisione 0.2, Codifica colore blu	1 pz
LLG04000175	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 250 ... 5000 µl, Divisione 5,000 µl, Precisione 0.2, Codifica colore rosso	1 pz
LLG04000176	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 0,5 ... 10 µl, Divisione 0,010 µl, Precisione 0.4, Codifica colore grigio	1 pz
LLG04000177	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 2 ... 20 µl, Divisione 0,020 µl, Precisione 0.4, Codifica colore grigio	1 pz
LLG04000178	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 10 ... 200 µl, Divisione 0,200 µl, Precisione 0.2, Codifica colore giallo	1 pz
LLG04000179	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 50 ... 1000 µl, Divisione 1,000 µl, Precisione 0.2, Codifica colore blu	1 pz
LLG04000180	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 250 ... 5000 µl, Divisione 5,000 µl, Precisione 0.2, Codifica colore rosso	1 pz
LLG04000181	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 0,5 ... 10 µl, Precisione 0.4, Codifica colore grigio	1 pz

Code	Description	Packaging
LLG04000183	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 10 ... 200 µl, Divisione 0,200 µl, Precisione 0.2, Codifica colore giallo	1 pz
LLG04000184	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 50 ... 1000 µl, Divisione 1,000 µl, Precisione 0.2, Codifica colore blu	1 pz
LLG04000185	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 250 ... 5000 µl, divisione 5,000 µl, Precisione 0.2, Codifica colore rosso	1 pz
LLG09280100	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 2 ... 20 µl, Divisione 0,020 µl, Precisione 0.4, Codifica colore grigio	1 pz
LLG09280101	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 10 ... 200 µl, Divisione 0,200 µl, Precisione 0.2, Codifica colore giallo	1 pz
LLG09280102	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 50 ... 1000 µl, Divisione 1,000 µl, Precisione 0.2, Codifica colore blu	1 pz
LLG09280113	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 0,5 ... 10 µl, Divisione 0,010 µl, Precisione 0.4, Codifica colore grigio	1 pz
LLG09280114	Pipetta elettronica a singolo canale, Transferpette® electronic, volume variabile, con alimentatore, Volume 250 ... 5000 µl, Divisione 5,000 µl, Precisione 0.2, Codifica colore rosso	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

