


**Tubi per campionamento gas, tubo DURAN®****Lenz**

Tubi per campionamento gas, tubo DURAN®. Prodotti da tubo DURAN®. Disponibili con o senza connettore di prelievo (con filettatura GL e setto), con due rubinetti a una via NS14 (con dispositivo di ritenzione), connessioni: tubo capillare (diam. est. 8mm diam. int. 2.7mm), oliva in vetro (diam. est. 8mm), con etichetta per scrittura.



Code	Description	Packaging
LLG07623930	Fiala campionamento gas, 1 L, Lungh.* 260mm, c/connettore prelievo GL 14	1 pz.
LLG09110230	Fiala campionamento gas, 1000 ml, Lungh.* 260mm, s/connettore prelievo	1 pz.
LLG06243069	Fiala campionamento gas, 150 ml, Lungh.* 155mm, c/connettore prelievo GL 14	1 pz.
LLG09110215	Fiala campionamento gas, 150 ml, Lungh.* 155mm, s/connettore prelievo	1 pz.
LLG09110220	Fiala campionamento gas, 350 ml, Lungh.* 200mm, s/connettore prelievo	1 pz.
LLG09110236	Fiala campionamento gas, 350 ml, Lungh.* 200mm, c/connettore prelievo GL 14	1 pz.
LLG09110225	Fiala campionamento gas, 500 ml, Lungh.* 220mm, s/connettore prelievo	1 pz.
LLG09110237	Fiala campionamento gas, 500 ml, Lungh.* 220mm, c/connettore prelievo GL 14	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

