




Accessori per polySteribox®

Ritter

Accessori per polySteribox®.



Code	Description	Packaging
LLG09284283	Set filtri per Polysteribox® L/XL	1 pz.
LLG09284285	Guarnizioni di sicurezza	1000 pz.
LLG09284292	Guarnizione in silicone per Polysteribox® L	1 pz.
LLG09284293	Guarnizione in silicone per Polysteribox® M	1 pz.
LLG09284288	Guarnizione in silicone per Polysteribox® S e SH	1 pz.
LLG09284294	Inserto filtrante per Polysteribox® L	1 pz.
LLG06266241	Inserto filtrante per Polysteribox XL	1 pz.
LLG09284287	Guarnizioni di sterilizzazione per Polysteribox® SH, M, L	1000 pz.