

**Tubi flessibili di connessione, metallici****Huber**

Tubi flessibili di connessione, metallici. I tubi isolati di metallo assicurano la massima sicurezza operativa del vostro circuito di controllo temperatura. L'elevata qualità offre il miglior trasferimento di calore con ottime caratteristiche di flusso, riducendo la perdita di calore nelle applicazioni di controllo della temperatura esterna. I tubi sono fermamente avvitati alla macchina di controllo della temperatura ed allo strumento esterno.



Code	Description	Packaging
LLG09857046	Tubi metallici NW 12 M24 x 1,5, Ø est. 56 mm, lungh. 100 cm	1 pz.
LLG09857121	Tubi metallici NW 12 M16 x 1, Ø est. 44 mm, lungh. 100 cm	1 pz.
LLG09857125	Tubi metallici NW 20 M30 x 1,5, Ø est. 56 mm, lungh. 100 cm	1 pz.
LLG09857129	Tubi metallici NW 25 M38 x 1,5, Ø est. 63 mm, lungh. 100 cm	1 pz.
LLG09857214	Tubi metallici Tipo NW 12 M16 x 1 Ø est. 33 mm, lungh. 100 cm	1 pz.
LLG09857218	Tubi metallici Tipo NW 12 M24 x 1.5 Ø est. 44 mm, lungh. 100 cm	1 pz.
LLG06229781	Tubi metallici NW 12 M24 x 1,5, Ø est. 44 mm, lungh. 150 cm	1 pz.
LLG09857047	Tubi metallici NW 12 M24 x 1,5, Ø est. 56 mm, lungh. 150 cm	1 pz.
LLG09857122	Tubi metallici NW 12 M16 x 1, Ø est. 44 mm, lungh. 150 cm	1 pz.
LLG09857126	Tubi metallici NW 20 M30 x 1,5, Ø est. 56 mm, lungh. 150 cm	1 pz.
LLG09857130	Tubi metallici NW 25 M38 x 1,5, Ø est. 63 mm, lungh. 150 cm	1 pz.
LLG09857215	Tubi metallici Tipo NW 12 M16 x 1 Ø est. 33 mm, lungh. 150 cm	1 pz.
LLG09857045	Tubi metallici NW 12 M16 x 1, Ø est. 44 mm, lungh. 200 cm	1 pz.
LLG09857048	Tubi metallici NW 12 M24 x 1,5, Ø est. 56 mm, lungh. 200 cm	1 pz.
LLG09857127	Tubi metallici NW 20 M30 x 1,5, Ø est. 56 mm, lungh. 200 cm	1 pz.
LLG09857131	Tubi metallici NW 25 M38 x 1,5, Ø est. 63 mm, lungh. 200 cm	1 pz.
LLG09857216	Tubi metallici Tipo NW 12 M16 x 1 Ø est. 33 mm, lungh. 200 cm	1 pz.
LLG09857219	Tubi metallici Tipo NW 12 M24 x 1.5 Ø est. 44 mm, lungh. 200 cm	1 pz.
LLG09857049	Tubi metallici NW 12 M24 x 1,5, Ø est. 56 mm, lungh. 300 cm	1 pz.
LLG09857124	Tubi metallici NW 12 M16 x 1, Ø est. 44 mm, lungh. 300 cm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09857128	Tubi metallici NW 20 M30 x 1,5, Ø est. 56 mm, lungh. 300 cm	1 pz.
LLG09857132	Tubi metallici NW 25 M38 x 1,5, Ø est. 63 mm, lungh. 300 cm	1 pz.
LLG09857217	Tubi metallici Tipo NW 12 M16 x 1 Ø est. 33 mm, lungh. 300 cm	1 pz.
LLG09857220	Tubi metallici Tipo NW 12 M24 x 1.5 Ø est. 44 mm, lungh. 300 cm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

