



Tappi DURAN, PE

Tappi DURAN, PE. Ottagonali. Adatti fino a max. 80 °C.



Code	Description	Packaging
LLG07023653	Tappi DURAN®, PE, NS 7/16 ATTENZIONE! Ordine minimo 10 conf. o multipli di 10 conf.	1 pz.
LLG07023654	Tappi DURAN®, PE, NS 10/19	1 pz.
LLG07023655	Tappo in politene NS 12/21. ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 PZ O MULTIPLI DI 10 PZ	1 pz.
LLG07023658	Tappo in politene NS 24	1 pz.
LLG07023659	Tappo in politene NS 29/32	1 pz.
LLG07023660	Tappo in politene NS 34/35	1 pz.
LLG07023661	Tappo in politene NS 45/40	1 pz.
LLG07023662	Tappo in politene NS 60/46	1 pz.
LLG07023663	Tappo in politene NS 85/55	1 pz.

