



Pallone con forma a pera, giunto smerigliato standard, in vetro borosilicato 3.3

LLG Labware

Pallone con forma a pera, giunto smerigliato standard, in vetro borosilicato 3.3. Scritte bianche.



Code	Description	Packaging
LLG04686145	Palloni forma a pera con giunto standard smerigliato NS 14/23, in vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 10 ml	1 pz
LLG04686146	Palloni forma a pera con giunto standard smerigliato NS 14/23, in vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 25 ml	1 pz
LLG04686147	Palloni forma a pera con giunto standard smerigliato NS 14/23, in vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 50 ml	1 pz
LLG04686148	Palloni forma a pera con giunto standard smerigliato NS 14/23, in vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 100 ml	1 pz
LLG04686149	Palloni forma a pera con giunto standard smerigliato NS 14/23, in vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 250 ml	1 pz
LLG04686150	Palloni forma a pera con giunto standard smerigliato NS 29/32, in vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 50 ml	1 pz
LLG04686151	Palloni forma a pera con giunto standard smerigliato NS 29/32, in vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 100 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

