


**Filtri a membrana, cellulosa rigenerata**

Sartorius Lab Instruments

Filtri a membrana, cellulosa rigenerata

Le membrane ad adsorbimento molto basso sono idrofile, resistenti ai solventi (pH 3-12) e quindi adatte alla rimozione di particelle da solventi.



Code	Description	Packaging
LLG09053168	Filtri a membrana, cellulosa rigenerata, Ø 47 mm, Porosità 0.20 µm, non Sterile	100 pz
LLG09053172	Filtri a membrana, cellulosa rigenerata, Ø 100 mm, Porosità 0.20 µm, non sterile	25 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

