



Condensatore secondo Allihn, in vetro borosilicato 3.3, oliva in vetro

LLG Labware

Condensatore secondo Allihn, in vetro borosilicato 3.3, oliva in vetro.
Per la condensazione di vapori. Connessione per l'acqua con olive in vetro.
Cono e giunzione standard, smerigliati. In accordo con DIN 12581.



Code	Description	Packaging
LLG04686194	Condensatore secondo Allihn, in vetro borosilicato 3.3, oliva in vetro, NS 29/32, lungh. effettiva: 250 mm	1 pz
LLG04686195	Condensatore secondo Allihn, in vetro borosilicato 3.3, oliva in vetro, NS 29/32, lungh. effettiva: 400 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

