

**Condensatore secondo Allihn, in vetro borosilicato 3.3, oliva in vetro****LLG Labware**

Condensatore secondo Allihn, in vetro borosilicato 3.3, oliva in vetro.
Per la condensazione di vapori. Connessione per l'acqua con olive in vetro. Cono e giunzione standard, smerigliati. In accordo con DIN 12581.



Code	Description	Packaging
LLG04686194	Condensatore secondo Allihn, in vetro borosilicato 3.3, oliva in vetro, NS 29/32, lungh. effettiva: 250 mm	1 pz
LLG04686195	Condensatore secondo Allihn, in vetro borosilicato 3.3, oliva in vetro, NS 29/32, lungh. effettiva: 400 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

