



Elettrodi pH IDS SenTix® 980

Xylem Analytics Germany
(WTW)

Elettrodi pH di precisione, con stelo in vetro ed elettrolita liquido KCl 3 mol/l Ag+ free, con incluso sensore di temperatura NTC 30 kOhm. Lunghezza cavo 1.5 m. SenTix® 980-P wireless-pronto.



Code	Description	Packaging
LLG06285212	Elettrodi pH IDS, Tipo: SenTix® 980-P	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

