


**Tubo per vuoto Tygon®E-363**

Saint Gobain

Tubo per vuoto Tygon®E-3603

Trasparente e flessibile. Autoclavabile. Shore A 56. Adatto per pompe peristaltiche, per condensatori, incubatori, essiccatori, linee del gas e linee di drenaggio e per l'erogazione di bevande ed alimenti. Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici da laboratorio. Conforme FDA and USP classe VI.

- Range temperatura da -46 °C a 74 °C
- Range vuoto da 760 mm a 23 °C a 685 mm a 60 °C
- Buona resistenza alla trazione ed allo strappo
- Superficie interna liscia
- Non contiene BPA o ftalati



Code	Description	Packaging
LLG09205843	Tubo per vuoto Tygon E-3603, Ø int. 6,4 mm, Ø est. 16 mm, Spessore 4,80 mm	1 pz.
LLG09205844	Tubo per vuoto Tygon E-3603, Ø int. 9,5 mm, Ø est. 22,3 mm, Spessore 6,4 mm	1 m
LLG09205845	Tubo per vuoto Tygon E-3603, Ø int. 12,7 mm, Ø est. 28,7 mm, Spessore 8 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 15 m o multipli di 15 m	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

