

**Campionatore PowderProof®****Bürkle GmbH****Campionatore PowderProof®.**

Per il campionamento sul campo di polveri e granulati. Lance e coclee diverse possono essere collegate alla robusta unità motrice e scambiate senza problemi.

PowderProof® con lancia per uso orizzontale: per il campionamento da sacchi.  
PowderProof® con lancia per uso verticale: per il campionamento da contenitori aperti come fusti, barili o BigBags.

- Funzionamento a batteria.
- Acciaio inox AISI 316L (1.4404)/AISI 301 (1.4310).
- Adatto al contatto con alimenti.
- Autoclavabile.

**La fornitura include:**

Motore, due batterie ricaricabili, caricatore rapido, lancia, coclea, sacchetti, clip per il fissaggio del sacchetto, spazzola di pulizia.



Code	Description	Packaging
LLG06262872	Campionatore PowderProof®, Per polveri fino a 2 mm, Versione verticale, Profondità immers. 1200 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

