

**Incubatore HCP****Memmert**

Camera climatica HCP. Controllo attivo dell'umidità per effettuare test invecchiamento e 85/85 test. Range di temperatura fino a +90 °C. Disponibile in 4 modelli (da 56 a 241 litri). Controllo umidità da 20 a 95 % rh. Doppia porta.



Code	Description	Packaging
LLG04662063	Camera umidità HCP 50, 56L, ripiani max/compresso 5/1, esterne 559x521x795mm	1 pz.
LLG04662064	Camera umidità HCP 105, 107L, ripiani max/compresso 6/2, est. 719x591x850mm	1 pz.
LLG04662065	Camera umidità HCP 150, 156L, ripiani max/compresso 10/2, est.719x591x1070mm	1 pz.
LLG04662066	Camera umidità HCP 240, 241L, ripiani max/compresso 12/2, est.759x691x1180mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

