

**Mulino planetario micro PULVERISETTE 7 premium line****Fritsch**

Mulino planetario micro PULVERISETTE 7 premium line. Come estensione dei mulini planetari già esistenti della classic line, FRITSCH offre ora la nuova generazione premium line. Per la prima volta è possibile raggiungere velocità rotazionali mai conosciute prima, con risultati di finezza nella macinazione al di sotto del range nano.

VELOCE, SEMPLICE E SICURO COME NON MAI.

**Caratteristiche:**

- Macinatura a velocità estremamente elevata, grazie alle sfere di macinazione, fino a 1100 rpm
- Sensazionale accelerazione centrifuga fino a 95 volte la forza di gravità, per risultati migliori in tempi minori
- Applicazione energia maggiore del 150% rispetto ai mulini planetari a sfere convenzionali
- Cambio estremamente facile del contenitore con solo due movimenti
- Maggiore sicurezza grazie al sistema unico SelfLock di fissaggio del contenitore
- Per la prima volta, la camera ed il coperchio formano una sola unità, senza tensioni aggiuntive, senza operazioni sbagliate
- Controllo automatico della chiusura della camera nel mulino
- Blocco in caso di interventi non consentiti
- Controllo automatico dei parametri eseguito prima di ogni macinazione, a garanzia di esatta riproducibilità
- Tramite USB tutti i dati possono essere facilmente esportati per risparmiare tempo

Dimensioni massime in entrata: 5 mm

Massima quantità di campione: 70 ml

Granulometria finale: < 100 nm

Velocità rotazionale disco principale: da 100 a 1100 rpm

Alimentazione: 100-240V/1ph, 50/60Hz, 1100 watt

Dimensioni (L x P x H): 400 x 580 x 360 mm

Peso netto: 44kg



Code	Description	Packaging
LLG06233706	Molino planetario Pulverisette 7 premium line	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

