



Vasi di macinazione per PULVERISETTE 7 premium line

Fritsch

Vasi di macinazione per PULVERISETTE 7 premium line .



Code	Description	Packaging
LLG06237286	Vasi macinazione, metallo duro in carburo di tungsteno* cap. 20 ml	1 pz.
LLG06287579	Vasi macinazione x PULVERISETTE 7 premium line, acciaio inox, indurito 20ml	1 pz.
LLG09738458	Vasi macinazione, zirconio ossido*, cap. 20 ml	1 pz.
LLG09738459	Vasi macinazione, corindone sinterizzato*, cap. 20 ml	1 pz.
LLG06287580	Vasi macinazione x PULVERISETTE 7 premium line, acciaio inox, indurito 45ml	1 pz.
LLG09738231	Vasi macinazione, metallo duro in carburo di tungsteno*, cap. 45 ml	1 pz.
LLG09738457	Vasi macinazione, zirconio ossido*, cap. 45 ml	1 pz.
LLG09738460	Vasi macinazione, corindone sinterizzato*, cap. 45 ml	1 pz.
LLG06287581	Vasi macinazione x PULVERISETTE 7 premium line, acciaio inox, indurito 80ml	1 pz.
LLG09738232	Vasi macinazione, metallo duro in carburo di tungsteno*, cap. 80 ml	1 pz.
LLG09738456	Vasi macinazione, zirconio ossido*, cap. 80 ml	1 pz.
LLG09738461	Vasi macinazione, corindone sinterizzato*, cap. 80 ml	1 pz.

