

**5x SolisFAST SolisGreen qPCR Mix****Solis Biodyne**

SolisFAST® SolisGreen® qPCR Mix è una soluzione pronta all'uso a concentrazione 5x ottimizzata per saggi qPCR dye-based veloci, altamente sensibili e riproducibili.

Combinando la nuova DNA polimerasi SolisFAST® progettata in silico con un rapido avvio a caldo (Hot Start), un buffer ottimizzato e il colorante SolisGreen®, questa mix qPCR offre detection accurata del target, spedizione senza ghiaccio secco e set up della reazione.



Code	Description	Packaging
FC6284100001	5x SolisFAST SolisGreen qPCR Mix (no ROX)	250 reazioni
FC62841000015	5x SolisFAST SolisGreen qPCR Mix (no ROX)	1250 reazioni
FC6284600001	5x SolisFAST SolisGreen qPCR Mix (ROX)	1 mL
FC62846000015	5x SolisFAST SolisGreen qPCR Mix (ROX)	5x1 mL
FC62846000020	5x SolisFAST SolisGreen qPCR Mix (ROX)	20 mL



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

