

**Apparecchio Automatico per Punto di Fusione, SMP50****Stuart**

Apparecchio Automatico per Punto di Fusione, SMP50. Determinazione accurata ed affidabile del punto di fusione fino a 3 campioni simultaneamente.

Il modello SMP50 ha un'interfaccia utilizzatore personalizzata basata su una piattaforma Android consolidata per configurazione e navigazione intuitive. Tutte le operazioni avvengono tramite il touchscreen a colori da 7". Una volta programmato, l'utilizzatore può lasciare che l'SMP50 completi da solo l'analisi del punto di fusione, altrimenti la fusione può essere osservata durante o dopo la stessa. Durante la revisione post-fusione si possono ricavare, se richieste, altre informazioni, come il punto di menisco oppure può essere sovrascritto il risultato ottenuto automaticamente.

E' inclusa una generosa memoria da 8 GB, che può tranquillamente tenere circa 300 file di fusione, inclusi video. Il risultato può anche essere trasferito a PC tramite chiavetta USB o può essere stampato direttamente dallo strumento tramite la stampante opzionale.

L'SMP50 dispone di un cassetto utile per ospitare tutti i tubi capillari standard.

Tutte le unità sono fornite dal produttore con un certificato di calibrazione che mostra, per tracciabilità, un numero di serie individuale. L'SMP50 è conforme anche alla Pharmacopea ed è GLP.

Caratteristiche

- N° di campioni: 3 simultaneamente
- Range di temperatura: Da ambiente a 400 °C
- Risoluzione temperatura: 0.1 °C
- Display: Colori 7" HD
- Rapporto rampe: da 0.1 a 20 °C con incrementi di 0.1 °C
- Sensore Temperatura: Resistenza al platino PT1000
- memoria: 8 GB (circa 300 risultati con video)
- Tempo di raffreddamento: da 350 a 50 °C (in circa 12 minuti)
- Tempo di riscaldamento: da 50 a 350 °C (in circa 6 minuti)
- Trasferimento dati: USB Flash drive
- Livello di campione: da 2 a 3 mm in capillari lunghi 50 mm o 100 mm
- Peso: 4.6 kg
- Alimentazione: 120-230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG09950400	Capillari in vetro per punto di fusione, chiusi da entrambi i lati	100 pz.
LLG06270572	Apparecchio Automatico per Punto di Fusione SMP50	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

