

**Cabina di visione per TLC****Vilber Lourmat**

Cabina di visione per TLC.

Modello CN-6: per una o due lampade manuali

Modello BVL-6: scelta di lunghezze d'onda combinate 254 nm, 312 nm e 365 nm - dimensioni cabina (L x P x H): 300 x 280 x 240 mm.

Modello CN-15: lampade UV integrate ad alta intensità, grande capacità, facile accesso anche per campioni larghi; luce bianca per osservazioni normali - pannello inferiore removibile per uso con un transilluminatore BETXF professional line - dimensioni cabina (L x P x H): 505x415x280 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09971927	Cabina di visione per TLC CN-15.LC, con lampade UV e sorgente luce bianca	1 pz.
LLG09971926	Cabina di visione per TLC CN-6, senza lampade UV portatili	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

