

**Accessori per fotometro a fiamma PFP7****Jenway**

Accessori per fotometro a fiamma PFP7. Attenzione: questo strumento può lavorare solo con il tipo corretto di compressore d'aria e regolatore gas come specificato. Si raccomanda che i filtri elencati sotto vengano installati dal fabbricante al momento dell'ordine - si prega di specificare quali filtri occorre installare sullo strumento.



Code	Description	Packaging
LLG09309410	Compressore per fotometro a fiamma	1 pz.
LLG09309416	Filtro Ba per fotometro a fiamma	1 pz.
LLG09309411	Regolatore per gas butano per fotometro a fiamma	1 pz.
LLG09309414	Filtro Ca per fotometro a fiamma	1 pz.
LLG09309421	Copertina antipolvere per fotometro a fiamma	1 pz.
LLG09309429	Soluzione standard 1000 ppm Ca per fotometro a fiamma	1 pz.
LLG09309425	Soluzione standard 1000 ppm K per fotometro a fiamma	1 pz.
LLG09309426	Soluzione standard 1000 ppm Li per fotometro a fiamma	1 pz.
LLG09309428	Soluzione standard 1000 ppm Na per fotometro a fiamma	1 pz.
LLG09309427	Soluzione standard 3000 ppm Ba per fotometro a fiamma	1 pz.
LLG09309415	Filtro Li per fotometro a fiamma	1 pz.
LLG09309412	Regolatore per gas propano per fotometro a fiamma	1 pz.
LLG09309420	Serbatoio di condensa (grande) per fotometro a fiamma	1 pz.
LLG09309419	Serbatoio di condensa (piccolo) per fotometro a fiamma	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

