

**Stampante per etichette DYMO® LabelWriter450 Twin Turbo**

NWL Germany Office Products

Stampante per etichette DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo

La stampante di etichette con 2 unità di stampa per una stampa più rapida ed efficiente delle etichette LW. Grazie alla tecnologia di stampa termica diretta, non sono necessarie cartucce di inchiostro o toner.

- Elevata risoluzione di stampa fino a 600 x 300 dpi
- Stampa di quantità precise di etichette senza ingombranti fogli di etichette
- Progettazione personalizzata delle etichette con il software DYMO® Labelä
- Creazione rapida di etichette direttamente da Microsoft® Word, Excel®, Outlook® e altri programmi.
- La rubrica integrata consente di stampare le etichette dai contatti di Outlook® o dalla rubrica del Mac®.
- Connessione al PC tramite interfaccia USB



La fornitura include: Stampante per etichette, 1 rotolo iniziale di etichette (28 x 89 mm), adattatore di alimentazione, cavo di alimentazione, cavo USB, guida rapida, scheda di pulizia

Larghezza massima dell'etichetta: 59 mm

Velocità di stampa: 71 etichette/min.

Alimentazione: 24 V, 1,75 A



Code	Description	Packaging
LLG04687648	Stampante per etichette DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo, Tipo DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo , Width 217 mm, Prof. 187 mm, Altezza 135 mm, Dimensions (WxDxH) 217 x 187 x 135 mm, Peso 1,09 kg, Tipo di energia ausiliaria Collegam	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

