

**Taniche behroplast®, PE****Behr**

Taniche behroplast®, PE. In polietilene, con rubinetto saldato. Adatte per alimenti. Tenuta perfetta, anche dopo utilizzo prolungato.



Code	Description	Packaging
LLG09140101	Tanica behroplast®, cap. 10 L, largh. 190 mm, lungh. 190 mm, h 360 mm	1 pz.
LLG09140098	Tanica behroplast®, cap. 20 L, largh. 250 mm, lungh. 280 mm, h 370 mm	1 pz.
LLG09140099	Tanica behroplast®, cap. 25 L, largh. 240 mm, lungh. 300 mm, h 450 mm	1 pz.
LLG09140102	Tanica behroplast®, cap. 30 L, largh. 260 mm, lungh. 300 mm, h 450 mm	1 pz.
LLG09140100	Tanica behroplast®, cap. 5 L, largh. 160 mm, lungh. 190 mm, h 240 mm	1 pz.
LLG09140103	Tanica behroplast®, cap. 60 L, largh. 330 mm, lungh. 390 mm, h 670 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

