


**Filtro a membrana, idrofobo, PTFE**

Sartorius Lab Instruments

Filtro a membrana, idrofobo, PTFE

Bianco. Per filtrazione di aria e gas, nonché di solventi e acidi.

- Buona resistenza chimica
- Autoclavabile
- Non-sterile



Code	Description	Packaging
LLG09054308	Filtro a membrana, idrofobo, PTFE, Ø 47 mm, Porosità 5.00 µm	100 pz
LLG09054344	Filtro a membrana, idrofobo, PTFE, Ø 25 mm, Porosità 0.45 µm	100 pz
LLG09054348	Filtro a membrana, idrofobo, PTFE, Ø 47 mm, Porosità 0.45 µm	100 pz
LLG09054368	Filtro a membrana, idrofobo, PTFE, Ø 47 mm, Porosità 0.20 µm	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

