



Agitatore magnetico con riscaldamento LLG-uniSTIRRER 7 pro

LLG Labware

Agitatore magnetico con riscaldamento LLG-uniSTIRRER 7 pro

Alto livello di sicurezza grazie al display **"Hot"** funzionalità di agitazione continua fino a quando la temperatura non è scesa sotto i 50 °C, anche con strumento spento. Funzione di controllo integrata per la verifica precisa della temperatura media mediante sonda PT1000.

- Esente dalla necessità di manutenzione, motore senza spazzole DC;
- Piastra in acciaio inox con rivestimento in vetro-ceramica;
- Con riscaldamento;
- Struttira robusta in metallo;
- Potente agitazione;
- Display retro-illuminato con controllo digitale;
- Uscita RS232 per la verifica dell'agitazione e la visualizzazione di tutti i parametri via PC;
- Avviso di superficie calda, anche con strumento spento;
- Circuito di sicurezza sulla piastra riscaldante fissato a 580 °C;
- Connessione per sonda di temperatura PT1000, funzione di controllo integrata.
- Un'asta può essere montata sul lato destro e sinistro dell'agitatore magnetico.



La fornitura comprende: agitatore magnetico, PT1000 sonda di temperatura, asta, supporto.



Code	Description	Packaging
LLG06263448	Agitatore magnetico con riscaldamento LLG-uniSTIRRER 7 pro, spina EU	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

