



Ditali per estrazione e filtrazione, tipo 603

Ditali per estrazione e filtrazione, tipo 603. In cellulosa pura secondo DIN 12448.
Temperatura max. 120°C.



Code	Description	Packaging
LLG09043901	Ditali per estrazione 603, Ø int. 22 mm, lungh. 80 mm	25 pz.
LLG09043902	Ditali per estrazione 603, Ø int. 25 mm, lungh. 100 mm	25 pz.
LLG09043909	Ditali per estrazione 603, Ø int. 25 mm, lungh. 80 mm	25 pz.
LLG09043910	Ditali per estrazione 603, Ø int. 26 mm, lungh. 60 mm	25 pz.
LLG09043903	Ditali per estrazione 603, Ø int. 33 mm, lungh. 94 mm	25 pz.
LLG09043904	Ditali per estrazione 603, Ø int. 33 mm, lungh. 118 mm	25 pz.
LLG09043905	Ditali per estrazione 603, Ø int. 33 mm, lungh. 205 mm	25 pz.
LLG09043907	Ditali per estrazione 603, Ø int. 33 mm, lungh. 80 mm	25 pz.
LLG09043911	Ditali per estrazione 603, Ø int. 33 mm, lungh. 90 mm	25 pz.
LLG09043913	Ditali per estrazione e filtrazione, tipo 603, Ø int. 33 mm, lungh. 60 mm	25 pz.
LLG09043916	Ditali per estrazione 603, Ø int. 33 mm, lungh. 100 mm	25 pz.
LLG09043917	Ditali per estrazione 603, Ø int. 33 mm, lungh. 130 mm	25 pz.
LLG09043915	Ditali per estrazione 603, Ø int. 35 mm, lungh. 150 mm	25 pz.
LLG09043918	Ditali per estrazione 603, Ø int. 40 mm, lungh. 85 mm	25 pz.
LLG09043950	Ditali per estrazione 603, Ø int. 43 mm, lungh. 123 mm	25 pz.
LLG09043906	Ditali per estrazione 603, Ø int. 44 mm, lungh. 230 mm	25 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

