



Membrane filtranti ME, in esteri misti di cellulosa


Membrane filtranti ME, in esteri misti di cellulosa.

Applicazioni:

- Ideale per analisi gravimetriche
- Speciale per soluzioni acquose
- Ottimo per test di contaminazione

Caratteristiche:

- Economico
- Di peso costante
- Idrofilo
- Non sterile
- Può essere usato fino a 125°C
- Sterilizzabile in autoclave a 121°C



Code	Description	Packaging
LLG09058946	Membrane filtranti ME25, pori 0,45 µm, Ø 100 mm	50 pz.
LLG09057812	Membrane filtranti ME25, pori 0,45 µm, Ø 110 mm	50 pz.
LLG09058951	Membrane filtranti ME25, pori 0,45 µm, Ø 142 mm	25 pz.
LLG09058981	Membrane filtranti ME24, pori 0,20 µm, Ø 142 mm	25 pz.
LLG09057800	Membrane filtranti ME29, pori 3,00 µm, Ø 25 mm	100 pz.
LLG09058865	Membrane filtranti ME27, pori 0,80 µm, Ø 25 mm	100 pz.
LLG09058935	Membrane filtranti ME25, pori 0,45 µm, Ø 25 mm	100 pz.
LLG09058965	Membrane filtranti ME24, pori 0,20 µm, Ø 25 mm	100 pz.
LLG09058809	Membrane filtranti ME29, pori 3,00 µm, Ø 47 mm	100 pz.
LLG09058839	Membrane filtranti ME28, pori 1,20 µm, Ø 47 mm	100 pz.
LLG09058869	Membrane filtranti ME27, pori 0,80 µm, Ø 47 mm	100 pz.
LLG09058939	Membrane filtranti ME25, pori 0,45 µm, Ø 47 mm	100 pz.
LLG09058969	Membrane filtranti ME24, pori 0,20 µm, Ø 47 mm	100 pz.
LLG09058812	Membrane filtranti ME29, pori 3,00 µm, Ø 50 mm	100 pz.
LLG09058842	Membrane filtranti ME28, pori 1,20 µm, Ø 50 mm	100 pz.
LLG09058872	Membrane filtranti ME27, pori 0,80 µm, Ø 50 mm	100 pz.
LLG09058942	Membrane filtranti ME25, pori 0,45 µm, Ø 50 mm	100 pz.
LLG09058987	Membrane filtranti ME24, pori 0,20 µm, Ø 50 mm	100 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

