



Membrane filtranti NL, in poliammide


Membrane filtranti NL, in poliammide.

Applicazioni:

Filtro universale, per filtrazione chiara e sterile

Caratteristiche:

- Meccanicamente molto stabile, resistente bagnato e asciutto
- Per soluzioni acquose
- Idrofilo
- Da usare fino a 135°C
- Sterilizzabile in autoclave a 134°C



Code	Description	Packaging
LLG09057452	Membrane filtranti NL 17, pori 0,45 µm, Ø 25 mm	100 pz.
LLG09057453	Membrane filtranti NL 17, pori 0,45 µm, Ø 47 mm	100 pz.
LLG09057454	Membrane filtranti NL 17, pori 0,45 µm, Ø 50 mm	100 pz.
LLG09057433	Membrane filtranti NL 16, pori 0,20 µm, Ø 47 mm	100 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

