



## Membrane filtranti tipo TE, in PTFE con Supporto

Membrane filtranti tipo TE, in PTFE con supporto.

### Applicazioni:

- Filtro per aerazione, ideale per tutti i settori, per mezzi aggressivi e fluidi criogenici, per la separazione di acqua libera da soluzioni organiche, per filtrazione di aria e gas

### Caratteristiche:

- Eccellente prestazione come barriera gas/liquido
- Chimicamente inerte con soluzioni acquose ed organiche nonché acidi e basi concentrati
- Idrofobo, per filtrazioni di soluzioni acquose la pressione deve essere superiore alla pressione di rottura dell'acqua
- Da usare fino a 145°C
- Sterilizzabile con tutti i procedimenti eccetto raggi gamma
- Ampio spettro d'impiego grazie alle diverse porosità



Code	Description	Packaging
LLG09058642	Membrane filtranti TE 37, pori 1,00 µm, Ø 25 mm	50 pz.
LLG09058682	Membrane filtranti TE 35, pori 0,20 µm, Ø 25 mm	50 pz.
LLG09058623	Membrane filtranti TE 38, pori 5,00 µm, Ø 47 mm	50 pz.
LLG09058643	Membrane filtranti TE 37, pori 1,00 µm, Ø 47 mm	50 pz.
LLG09058663	Membrane filtranti TE 36, pori 0,45 µm, Ø 47 mm	50 pz.
LLG09058683	Membrane filtranti TE 35, pori 0,20 µm, Ø 47 mm	50 pz.
LLG09058624	Membrane filtranti TE 38, pori 5,00 µm, Ø 50 mm	50 pz.
LLG09058644	Membrane filtranti TE 37, pori 1,00 µm, Ø 50 mm	50 pz.
LLG09058664	Membrane filtranti TE 36, pori 0,45 µm, Ø 50 mm	50 pz.
LLG09058684	Membrane filtranti TE 35, pori 0,20 µm, Ø 50 mm	50 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

