



Apparecchio per filtrazioni sottovuoto serie GV 025

Apparecchio per filtrazioni sottovuoto serie GV 025. In vetro. Capacità imbuto 60 ml. Per filtri da 25 mm.



Code	Description	Packaging
LLG07010159	Parte inferiore in vetro per filtrazioni sottovuoto, Tipo GV 050/0/02	1 pezzo
LLG07010161	Anello centramento in PTFE per filtrazioni sottovuoto, GV 050/0/05	1 pezzo
LLG09603250	Sistema filtrazioni sottovuoto GV 025/0, connessione tappo in gomma	1 pz.
LLG09603252	Sistema filtrazioni sottovuoto GV 025/2, connessione TC*, EF**250ml (NS 29)	1 pz.
LLG07010136	Tipo GV/MV 050/0/06, Descrizione Completo di pinza a molla	1 pz
LLG07010149	Tipo GV 025/0/01, Descrizione Attacco in vetro 60 ml	1 pz
LLG07010151	Tipo GV 025/0/03, Descrizione Fritta in vetro	1 pz
LLG07010152	Tipo GV 025/0/05, Descrizione Anello di centramento in PTFE	1 pz
LLG07010153	Tipo GV 025/0/06, Descrizione Completo di pinza	1 pz
LLG07010155	Tipo GV 025/2/02, Descrizione Parte inferiore in vetro	1 pz
LLG07010157	Tipo GV 025/2/08, Descrizione Beuta Erlenmeyer 250 ml	1 pz
LLG07010160	Glass frit GV 050/0/03	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

