

**Apparecchio per filtrazione a pressione, MD 142/5, in acciaio inox**

Apparecchio per filtrazione a pressione, MD 142/5, in acciaio inox. Pregiate guarnizioni in silicone o guarnizioni circolari in PTFE rendono ermetico il sistema. Stabile con pressione sino a 10 bar (4 bar con guarnizione in PTFE).



Code	Description	Packaging
LLG09603224	Apparecchio di filtrazione a pressione, con cilindro 2200 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

