



Inserti per vials LLG a filettatura corta ND9/ND10 e vials LLG con anello a scatto ND11, bocca larga

LLG Labware

Inserti per vials LLG a filettatura corta ND9/ND10 e vials LLG con anello a scatto ND11, bocca larga



Code	Description	Packaging
LLG04001547	Inserti per vials LLG a filettatura corta ND9/ND10 e vials LLG con anello a scatto ND11, bocca larga, Volume 0,3 ml, Dimensione del tappo ND9/ND10/ND11, Dimensioni (ØxH) 6 x 31 mm, Colore Chiaro	100 pz
LLG04008196	Inserti per vials LLG a filettatura corta ND9/ND10 e vials LLG con anello a scatto ND11, bocca larga, Volume 0,2 ml, Dimensione del tappo ND9/ND10/ND11, Dimensioni (ØxH) 6 x 31 mm, Colore Chiaro	100 pz
LLG06093247	Inserti per vials LLG a filettatura corta ND9/ND10 e vials LLG con anello a scatto ND11, bocca larga, Volume 0,25 ml, Dimensione del tappo ND9/ND10/ND11, Dimensioni (ØxH) 5,7 x 29 mm, Colore Chiaro	100 pz
LLG07401744	Inserti per vials LLG a filettatura corta ND9/ND10 e vials LLG con anello a scatto ND11, bocca larga, Volume 0,25 ml, Dimensione del tappo ND9/ND10/ND11, Dimensioni (ØxH) 6 x 31 mm, Colore Chiaro	100 pz