

**Agitatori per piastre microtiter, SSM5 // SSL5****Stuart**

Agitatori per piastre microtitre, SSM5 // SSL5. Miniagitatore a vibrazione ideale per micropiastre e microtubi per centrifuga- Velocità di agitazione regolabile. Funzionamento con timer digitale o in continuo- Piattaforma in alluminio con stuoia antiscivolo adatta a contenere fino a 4 micropiastre. L'elevata velocità combinata con la piccola orbita crea l'azione di scuotimento vibrazionale necessaria per miscelare i volumi veramente piccoli contenuti nelle piastre o nei tubi da micricentrifuga. Velocità regolabile da 250 a 1250 rpm prefissabile dal display digitale. Tempo di agitazione impostabile da 1 a 9999 minuti dal timer digitale. Funzionamento anche in continuo. Supporti per tubi sono disponibili come accessori opzionali. Si fissano in modo sicuro sulla piattaforma ruotando l'unità dentro il porta tubo. Con protezione BioCote, antimicrobica a base d'argento.



Code	Description	Packaging
LLG09728850	Miniagitatore per micropiastre SSM5	1 pz.
LLG09728853	Agitatore per micropiastre SSL5	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

