

**Guanti monouso Standard Long, nitrile, senza polvere****LLG Labware**

Guanti monouso Standard Long, nitrile, senza polvere - colore blu - CAT. III
bassa resistenza chimica - AQL 1,5 - comfort migliorato nell'uso e maggiore
protezione chimica - prodotto di qualità, provato e testato - eccellente resistenza
agli irritanti della pelle nei prodotti alimentari - maggiore resilienza grazie alla
speciale formulazione - per applicazioni dove è richiesta una maggiore sicurezza
quando si maneggiano prodotti chimici - esenti da ftalati / plastificanti e proteine
allergizzanti del lattice - adatto per aree soggette a standard HACCP - conformi
ASTM F 1671 (ISO 16604) per protezione contro penetrazione virale -
conformi EN 420 - forma dei guanti piatta con bordino arrotondato (ambidestro) -
esterno: strutturato - interno: alogenato senza polvere - lungh. 300 mm -
spessore (misurato in doppio strato): 0.16 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06270366	Guanti monouso Standard Long, nitrile, senza polvere, tg S	100 pz
LLG06270367	Guanti monouso Standard Long, nitrile, senza polvere, tg M	100 pz
LLG06270368	Guanti monouso Standard Long, nitrile, senza polvere, tg L	100 pz
LLG06270369	Guanti monouso Standard Long, nitrile, senza polvere, tg XL	90 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

