

**Soluzioni Standard Redox****Reagecon**

Soluzioni Standard Redox. Tutti i valori citati sono potenziali di Elettrodo di Platino e riferimento Ag / AgCl (3 M KCl) a 25 ° C. Bottiglie da 500 ml.



Code	Description	Packaging
LLG06235081	Soluzioni Standard Redox, Potenziale Redox 124 mV, 500 ml	500 ml
LLG06226172	Soluzioni Standard Redox, 500 ml 200mV a 25° C	500 ml
LLG06225830	Soluzioni Standard Redox, Potenziale Redox 250 mV, 500 ml	500 ml
LLG06241058	Soluzioni Standard Redox, Potenziale Redox 358 mV, 500 ml	500 ml
LLG06223951	Soluzioni Standard Redox, Potenziale Redox 465 mV a 25°C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

