

**Bottiglioni, bocca stretta, HDPE****LLG Labware**

Bottiglioni, bocca stretta, HDPE. Molto robusti e resistenti per un uso prolungato nel tempo con solida maniglia per il trasporto. Adatti per alimenti. Tappo a vite con guarnizione per una tenuta perfetta. Il tappo può essere attaccato alla bottiglia tramite l'anello integrato. Con filettatura profonda 12 mm per utilizzo con un rubinetto da 3/4, da ordinare a parte (Cod. N. LLG09139937). Possono essere utilizzati a temperatura compresa tra -40°C e $+80^{\circ}\text{C}$.



Code	Description	Packaging
LLG09139929	Bottiglia 5 L, collo Ø 52/62 mm, Ø corpo 160 mm, h 350 mm, maniglia 1	1 pz
LLG09139930	Bottiglia 10 L, collo Ø 52/62 mm, Ø corpo 210 mm, h 430 mm, maniglia 1	1 pz
LLG09139931	Bottiglia 25 L, collo Ø 84/97 mm, Ø corpo 270 mm, h 570 mm, maniglia 2	1 pz
LLG09139932	Bottiglia 50 L, collo Ø 84/97 mm, Ø corpo 350 mm, h 690 mm, maniglia 2	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

