

**Rubinetti a 3 vie LaboPlast®****Bürkle**

Rubinetti a 3 vie LaboPlast®. PVDF: elevata resistenza chimica, trasparente. Adatto per alimenti. Pressione massima 1 bar. PE/PP: per l'impiego industriale. Più economico. Rosso/bianco. Adatto per alimenti. Pressione massima 1 bar. Temperatura operativa: PVDF da +0°C a +40°C, PP/PE: da +5°C a +40°C.



Code	Description	Packaging
LLG06284264	Sensore aggiuntivo CO2 (Max 8 per unità centrale display)	1 pz.
LLG06284263	Sensore aggiuntivo CO2 (Max 4 per unità centrale display)	1 pz.
LLG06284262	Monitor di sicurezza CO2 AX60	1 pz.
LLG06284265	Kit protezione sensore: barra di protezione, para-spruzzi e kit fissaggio	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

