



SIRINGHE per dispensatori

SIRINGHE per dispensatori. 8 dimensioni, standard e sterile. Massima sicurezza e ripetibilità, dato che tutti i puntali sono individualmente e meccanicamente testati. La purezza garantita è testata e confermata da laboratori di prova indipendenti. Sterili e privo di pirogeni, DNA, RNasi e ATP. Un certificato di qualità per lotto può essere ottenuta su richiesta. Adatte per uso assieme con *ripte®*, *Multipette®* 4780, *HandyStep®*, *Minilab* 100/101, *Stepmate*, *EasyStep*, *Distriman®* e *HandyStep®* elettronico. Attenzione: Dispenser 2 5ml e 50ml non possono essere utilizzati senza adattatore. Se necessario, ordinare separatamente Cod. LLG06310203 o LLG06310548.



Code	Description	Packaging
LLG09284344	Siringa per dispensatore Multitips 12,5 ml standard	100 pz.
LLG09284352	SIRINGHE per dispensatori, Tipo 12,5 ml / sterile	100 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

