



Rete per setacci in poliestere

Rete per setacci in poliestere. Rete in poliestere fissata termicamente resistente per breve tempo a temperature da +75°C a +150°C. Per lungo tempo resiste a +125°C. Resistente agli acidi ma non agli alcali. Dimensioni: larghezza min. 102 cm, lunghezza 100 cm. Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09068210	Rete per setacci in PE Mesh 1 µm	1 pz
LLG09068213	Rete per setacci in PE Mesh 10 µm	1 pz
LLG09068224	Rete per setacci in PE Mesh 100 µm	1 pz
LLG09068236	Rete per setacci in PE Mesh 1000 µm	1 pz
LLG09068225	Rete per setacci in PE Mesh 105 µm	1 pz
LLG09068214	Rete per setacci in PE Mesh 15 µm	1 pz
LLG09068226	Rete per setacci in PE Mesh 150 µm	1 pz
LLG09068237	Rete per setacci in PE Mesh 1600 µm	1 pz
LLG09068215	Rete per setacci in PE Mesh 20 µm	1 pz
LLG09068227	Rete per setacci in PE Mesh 200 µm	1 pz
LLG09068238	Rete per setacci in PE Mesh 2000 µm	1 pz
LLG09068228	Rete per setacci in PE Mesh 250 µm	1 pz
LLG09068216	Rete per setacci in PE Mesh 30 µm	1 pz
LLG09068229	Rete per setacci in PE Mesh 300 µm	1 pz
LLG09068239	Rete per setacci in PE Mesh 3000 µm	1 pz
LLG09068217	Rete per setacci in PE Mesh 40 µm	1 pz
LLG09068230	Rete per setacci in PE Mesh 400 µm	1 pz
LLG09068240	Rete per setacci in PE Mesh 4000 µm	1 pz
LLG09068211	Rete per setacci in PE Mesh 5 µm	1 pz
LLG09068218	Rete per setacci in PE Mesh 50 µm	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09068231	Rete per setacci in PE Mesh 500 µm	1 pz
LLG09068219	Rete per setacci in PE Mesh 53 µm	1 pz
LLG09068212	Rete per setacci in PE Mesh 6 µm	1 pz
LLG09068220	Rete per setacci in PE Mesh 60 µm	1 pz
LLG09068232	Rete per setacci in PE Mesh 600 µm	1 pz
LLG09068221	Rete per setacci in PE Mesh 70 µm	1 pz
LLG09068233	Rete per setacci in PE Mesh 700 µm	1 pz
LLG09068222	Rete per setacci in PE Mesh 80 µm	1 pz
LLG09068234	Rete per setacci in PE Mesh 800 µm	1 pz
LLG09068223	Rete per setacci in PE Mesh 90 µm	1 pz
LLG09068235	Rete per setacci in PE Mesh 900 µm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

