



Rete per setacci, poliammide (nylon)

Rete per setacci, poliammide (nylon). La rete in poliammide (Nylon) è stabile a temperature da -40 a +115°C. Secco in acqua da 95°C a 100°C. La stabilità in acido è limitata e dipende da concentrazione e temperatura. Il nylon presenta notevole stabilità in alcali, incluse soluzioni di sodio e potassio. La resistenza chimica rispetto ai solventi organici è da moderata a buona. Larghezza minima rete: 102 cm, lunghezza: 1m. Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09068276	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 1 µm	1 pz
LLG09068279	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 10 µm	1 pz
LLG09068289	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 100 µm	1 pz
LLG09068302	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 1000 µm	1 pz
LLG09068307	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 1150 µm	1 pz
LLG09068290	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 125 µm	1 pz
LLG09068280	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 15 µm, ATTENZIONE! Minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09068291	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 150 µm	1 pz
LLG09068303	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 1800 µm	1 pz
LLG09068281	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 20 µm	1 pz
LLG09068292	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 200 µm	1 pz
LLG09068304	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 2000 µm	1 pz
LLG09068293	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 250 µm	1 pz
LLG09068282	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 30 µm	1 pz
LLG09068294	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 300 µm	1 pz
LLG09068305	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 3300 µm	1 pz
LLG09068283	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 40 µm	1 pz
LLG09068295	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 400 µm	1 pz
LLG09068277	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 5 µm	1 pz
LLG09068284	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 50 µm	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09068296	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 500 µm	1 pz
LLG09068278	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 6 µm	1 pz
LLG09068285	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 60 µm	1 pz
LLG09068297	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 600 µm	1 pz
LLG09068286	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 70 µm	1 pz
LLG09068298	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 700 µm	1 pz
LLG09068308	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 780 µm	1 pz
LLG09068287	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 80 µm	1 pz
LLG09068299	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 800 µm	1 pz
LLG09068288	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 90 µm	1 pz
LLG09068300	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 900 µm ATTENZIONE! Ordine minimo 5 conf. o multipli di 5 conf.	1 pz
LLG09068301	Rete per setacci in poliammide (nylon) Mesh 950 µm	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

