



Micropipette a singolo canale Eppendorf Reference® 2, volume variabile. Il Reference® 2 è il successore della pipetta Reference di grande successo, e migliora il range già elevato di standard con un nuovo design, peso e forza necessaria per l'operatore ridotte e versioni multicanale. Come prodotto premium nel portafoglio delle pipette Eppendorfs, le Reference® 2 forniscono i risultati più precisi possibile per quanto riguarda robustezza, affidabilità e maneggevolezza ottimale per la sicurezza degli utilizzatori.

Nuove caratteristiche: un chip RFID integrato contiene tutti i dati rilevanti per quanto riguarda la pipetta e offre con Eppendorf TrackIT una semplice identificazione e documentazione. Il range delle pipette a singolo canale a volume variabile si è allargato grazie ai volumi fino a 5.000 µl e 10.000 µl.

- Codifica colore e volume etichettato per identificare rapidamente il volume / dimensione del puntale.
- Parte superiore rotonda che permette di lavorare in ogni posizione.
- Display a 4 cifre per la regolazione esatta del volume (ben visibile da ogni angolo).
- Impostazione del volume rapida e sicura, incluso blocco volume.
- Completamente autoclavabili.
- Le parti mobili ed i bordi esterni in acciaio inox dotano la pipetta di robustezza eccezionale verso potenziali luoghi di impatto e per i componenti interni.



Questa pipetta è un Prodotto Generico per Laboratorio per scopi di ricerca.



Code	Description	Packaging
LLG04662385	Micropipette a singolo canale Eppendorf Reference® 2, volume variabile, 0,1 ... 2,5 µl, divisione 0,002 µl, Precisione ±1,4 R%, Codifica colore grigio scuro, incl. epT.I.P.S.® box	1 pz
LLG04662386	Micropipette a singolo canale Eppendorf Reference® 2, volume variabile, 0,5 ... 10 µl, divisione 0,010 µl, Precisione ±1,0 R%, Codifica colore grigio, incl. epT.I.P.S.® box	1 pz
LLG04662389	Micropipette a singolo canale Eppendorf Reference® 2 (Prodotto Generico da Laboratorio), volume variabile, Capacità 500 - 5000 µl, Incrementi 5,0 µl, Accuratezza Max. Vol. 0,6 (± A%), Precisione Max. Vol 0,15 (± CV%), Pulsante controllo violetto	1 pz
LLG06272839	Micropipette a singolo canale Eppendorf Reference® 2, volume variabile, 2 ... 20 µl, divisione 0,020 µl, precisione ±1,0 R%, codifica colore grigio chiaro, incl. epT.I.P.S.®-Box	1 pz
LLG06272840	Micropipette a singolo canale Eppendorf Reference® 2, volume variabile, 10 ... 100 µl, divisione 0,100 µl, precisione ±0,8 R%, codifica colore giallo	1 pz
LLG06272841	Micropipette a singolo canale Eppendorf Reference® 2, volume variabile, 100 ... 1000 µl, divisione 1,000 µl, precisione ±0,6 R%, codifica colore blu, incl. epT.I.P.S.® Box	1 pz
LLG06273365	Micropipette monocanale Eppendorf Reference 2, 20 - 200 µl, Incr. 0,2 µl, Acc. 0,6 (± A%), Prec. 0,2 (CV%), Pulsante controllo giallo	1 pz
LLG07648598	Micropipette a singolo canale Eppendorf Reference® 2, volume variabile, 250 ... 2500 µl, divisione 2,000 µl, precisione ±0,6 R%, codifica colore rosso, incl. epT.I.P.S.® box	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

