

**Centrifuga microlitri, Spectrafuge 16M****Labnet**

Centrifuga microlitri, Spectrafuge™ 16M. Microcentrifuga per microprovette fino a 2,0 ml. Fornita con rotore.

Caratteristiche:

- Motore ad induzione senza spazzole
- Campo di velocità regolabile in continuo da 1.000 rpm a 14.000 rpm
- Timer pre-selezionabile da 1 min. a 30 min., oppure in continuo
- Tasto quick per centrifugazioni brevi
- Marchio CE
- Costruita in accordo alla norma IEC 1010



Code	Description	Packaging
LLG09945721	Microcentrifughe da banco Z 160 M	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

