


**Valvole a due vie Laboplast®****Bürkle**

Valvole a due vie Laboplast®. Resistenti a compressione massima di 1 bar.
PVDF: eccellente resistenza chimica, trasparente. Adatto per alimenti. PE/PP:
per uso industriale, rosso/bianco. Temperatura operativa : PVDF da 0 a +40°C,
PP/PE da +5 a +40°C.



Code	Description	Packaging
LLG09116771	Valvola a 2 vie, PVDF, per tubo Ø interno 5-7 mm, foro 4 mm	1 pz.
LLG09116772	Valvola a 2 vie, PVDF, per tubo Ø interno 7-9 mm, foro 6 mm	1 pz.
LLG09116773	Valvola a 2 vie, PVDF, per tubo Ø interno 9-11 mm, foro 8 mm	1 pz.
LLG09116775	Valvola a 2 vie, PVDF, per tubo Ø interno 11-13 mm foro 8 mm	1 pz.
LLG09116781	Valvola a 2 vie, PE/PP, per tubo Ø interno 5-7 mm, foro 4 mm	1 pz.
LLG09116782	Valvola a 2 vie, PE/PP, per tubo Ø interno 7-9 mm, foro 6 mm	1 pz.
LLG09116783	Valvola a 2 vie, PE/PP, per tubo Ø interno 9-11 mm, foro 8 mm,	1 pz.
LLG09116784	Valvola a 2 vie, PE/PP, per tubo Ø interno 11-13 mm foro 8 mm	1 pz.
LLG09116776	Rubinetto, PVDF, a 3 vie, per tubo Ø int. 5-7 mm, foro 4 mm	1 pz.
LLG09116777	Rubinetto, PVDF, a 3 vie, per tubo Ø int. 7-9 mm, foro 6 mm	1 pz.
LLG09116778	Rubinetto, PVDF, a 3 vie, per tubo Ø int. 9-11 mm, foro 8 mm	1 pz.
LLG09116780	Rubinetto, PVDF, a 3 vie, per tubo Ø int. 11-13 mm, foro 8 mm	1 pz.
LLG09116786	Rubinetto, PE / PP, a 3 vie, per tubo Ø int. 5-7 mm, foro 4 mm	1 pz.
LLG09116787	Rubinetto, PE / PP, a 3 vie, per tubo Ø int. 7-9 mm, foro 6 mm	1 pz.
LLG09116788	Rubinetto, PE / PP, a 3 vie, per tubo Ø int. 9-11 mm, foro 8 mm	1 pz.
LLG09116789	Rubinetto, PE / PP, a 3 vie, per tubo Ø int. 11-13 mm, foro 8 mm	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

