


**Cilindri per clonazione****Bel-Art Products**

Cilindri per clonazione - in polistirolo - sterili - facilitano l'isolamento di singoli cloni cellulari, permettendo di ottenere una popolazione omogenea di cellule - affusolati con parte inferiore più larga di quella superiore: buona superficie di tenuta - 3 dimensioni disponibili: I.D. 4,7x8 h mm, I.D. 6,4x8 h mm, I.D. 9,5x11 h mm - 10 unità per sacchetto.



Code	Description	Packaging
LLG06270364	Cilindri clonazione assortiti, 40 cad. (4,7x8 h mm/6,4x8 h mm/9,5x11 h mm)	120 pz
LLG06270365	Cilindri per clonazione, ID 6,4x8 h mm	50 pz
LLG06267086	Cilindri per clonazione, ID 4,7x8 h mm	50 pz
LLG06270371	Cilindri per clonazione, ID 9,5x11 h mm	50 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

