

**Portaprovette multiplo, PP****Heathrow Scientific**

Portaprovette multiplo, PP. Rack portaprovette agganciabile per provette di 4 diverse misure. Si può creare un portaprovette multiplo agganciando più portaprovette. In polipropilene ad alta resistenza, in grado di sostenere 4 provettoni da 50 ml, 12 provette coniche da 15 ml, 32 microprovette da 1,5/0,5 ml. Autoclavabile. Dimensioni 175 x 95 x 51 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09409132	Portaprovette colore blu	1 pz.
LLG09409137	Portaprovette colore blu, verde, giallo, arancio e rosa	5 pz.
LLG09409133	Portaprovette colore verde	1 pz.
LLG09409131	Portaprovette colore naturale	1 pz.
LLG09409136	Portaprovette colore arancione	1 pz.
LLG09409134	Portaprovette colore rosa	1 pz.
LLG09409135	Portaprovette colore giallo	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

