



Bottiglie per diagnostica tipo 2035, PETG, sterili

Bottiglie per diagnostica tipo 2035, PETG, sterili. Con tappo bianco a vite PE-HD con sottotappo. Ideali per campionamento sterile, conservazione e spedizione di reagenti e soluzioni tampone. Le bottiglie sono sterili per 10⁻⁶ SAL, apirogene, non citotossiche e conformi alle linee guida USP VI.



Code	Description	Packaging
LLG06205128	Bottiglia PETG, sterile, tipo 2035, 10 ml, chiusura Ø 20 mm/ design 415	100 pz.
LLG07632641	Bottiglia PETG, sterile, tipo 2035, 20 ml, chiusura Ø 20 mm/ design 415	100 pz.
LLG06803092	Bottiglia PETG, sterile, tipo 2035, 5 ml, chiusura Ø 20 mm/ design 415	100 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

